




Coapt®

ULTRATINE™ Forehad Device Instructions for Use

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Svenska
Polski
Magyar
Ελληνικά
Русский

CE 0344



ENGLISH

ULTRATINE™ Forehad Device Instructions for Use

DESCRIPTION
The ULTRATINE™ Forehad Device is a bioabsorbable fixation implant. This device is SINGLE USE ONLY and is supplied sterile. An Instrument Kit specific for this device is packaged and supplied separately.

INDICATIONS
The ULTRATINE Forehad Device is intended for use in subperiosteal browlidsy surgery. The ULTRATINE Forehad Device is specifically indicated for use to fixate the sub-demis to the cranial bone in browlidsy.

CONTRAINDICATIONS
1. **Patients appearing to have very thin bones which might imply an inadequate cranial thickness for the ULTRATINE Forehad Device bone post which extends to a depth of 3.75 mm. The drilled hole extends to a depth of 3.95 mm +0.05, -0.0 (max. 4.00 mm).**
2. Make incisions large enough to allow insertion of the ULTRATINE Forehad Device without bending during placement, approximately 20 mm.
3. Thin, atrophic scalp.
4. Any known allergy o foreign-body sensitivities to plastic biomaterial, such as PLA/PGA.

LABELING, PACKAGING and STERILIZATION
The ULTRATINE Forehad Device is sterilized by gamma irradiation. **Do NOT** sterilize this device. **Implant should be accepted only if the factory packaging and labeling arrive intact. Do not use if packaging shows evidence of punctures, tampering, water contamination or other damage.**

STORAGE INSTRUCTIONS
1. Store at room temperature (15 to 24 °C or 60 to 75 °F) in a dry place out of direct sunlight. Do not use beyond the expiration date listed on the label.

INSTRUCTIONS FOR USE (for endoscopic or open techniques)
1. Prior to implant usage, verify intraoperatively that the scalp thickness is appropriate for the ULTRATINE Forehad implants.
2. Make incisions large enough to allow insertion of the ULTRATINE Forehad Device without bending during placement, approximately 20 mm.
3. Perform the dissection in the usual fashion, making sure to achieve adequate release.
4. To minimize the risk of creating a full thickness cranial hole with the Coapt Systems Forehad drill bit, verify that the hole position is medial to the temporal fusion line and anterior to the coronal suture (**Figure 1**). Avoid the sagittal sinus in midline.
5. Plan the cranial hole placement such that the implant will ultimately lie under hair bearing tissue. Typically, for sagittal, paramedian incisions, the implant lies somewhat lateral and/or anterior to the incision. For coronal or transverse incisions, the implant lies anterior to the incision.
6. Prepare the cranial bone hole using a Coapt Systems Forehad drill bit (**Figure 2**) applied perpendicular to the bone. **After drilling, check that no residual loose bone material is present in the drill hole.**
7. Remove the ULTRATINE Forehad Device from the package foam using the Coapt Systems Forehad Insertion Tool. Properly align the insertion tool with the ULTRATINE Forehad Device to avoid damage (**Figure 3**).
8. Holding the insertion tool, align the post of the device perpendicular to and within the center of the hole before pushing straight down (**Figure 4**).
9. With moderate pressure, insert the ULTRATINE Forehad Device into the prepared site until the device platform is resting on the cranium (**Figure 5**).
10. Release the ULTRATINE Forehad Device from the Insertion Tool. **The device cannot be removed from the hole and reused.**

11. Perform the brow elevation and apply manual pressure to the scalp to ensure penetration of the tissue by the device (**Figure 6**).
12. If a drain is used, manipulate the subcutaneous flaps such that it is maximal distance from the implant.
13. Use caution during skin closure to avoid pulling the scalp tissue off the implant.
14. A gentle pressure dressing may be appropriate upon completion of the case.

PRECAUTIONS
1. The implant ideally lies under hair bearing scalp at the conclusion of the procedure. Placement under forehead or alopecic skin may lead to unacceptable visibility of the device prior to absorption.

2. The patient is to be informed of possible adverse effects including palpability of the device prior to resection, discomfort, and surgical risks. Tenderness and visible fullness over the device for several months has been noted, especially in patients with thin scalps. These symptoms and/or wound problems may lead to a decision to surgically remove the device prior to its full resorption.

3. Local cyst and/or sinus formation may occur and may be treated by aspiration or debridement.
4. High speed drilling (approximately 1000 rpm and greater) and rapid drilling may create holes that are wider than intended for a tight grip of the ULTRATINE Forehad Device. Single passes, low speed drilling reduces the occurrence of this issue.
5. Avoid any movement of the scalp, which may dislodge the tissue from the lines.
6. Support the head when turning or moving the patient.

WARNINGS

1. A drill bit is supplied in the Coapt Systems Instrument kit for use in full size adult patients to create a hole in the cranium above (medial to) the temporal fusion line and anterior to the coronal suture. However, the surgeon should note any penetration beyond the inner table of the cranium and, if observed, should seek follow-up and neurological consultation as appropriate.
2. **DO NOT** RESTERILIZE the ULTRATINE Forehad Device.
3. Do not use if storage temperature exceeds 110 °F (43 °C) or the temperature indicator has turned black.
4. Do not cut or reconfigure the ULTRATINE Forehad Device.
5. Discard open, unused devices.
6. This device is for SINGLE USE ONLY and MUST NEVER BE RE-USED.
7. Visually inspect the insertion tool and drill bits for erosion, cracks or damage after each sterilization and prior to use. Do not attempt to repair or sharpen instruments.
8. Incomplete insertion of the device in the cranial bone may result in inadequate anchoring.
9. Patients should be instructed to avoid contact sports or trauma to the head during healing.
10. Contour irregularities of the skin may be noticeable overlying the ULTRATINE Forehad Device, especially in non hair-bearing areas.

ADVERSE EFFECTS
Material sensitivity/allergic reactions in patients following surgery should be reported. Implantation of foreign materials in tissues can result in histological reactions. In rare cases, the device may result in granuloma or become encapsulated. If granuloma or encapsulation is suspected, prompt treatment is recommended.

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale, distribution, or use by or on the order of a physician.

DANSK

ULTRATINE™ pandehead-anordning Brugsanvisning

BESKRIVELSE
ULTRATINE™ pandehead-anordningen er et bioresoorbant fixeringsimplantat. Anordningen er KUN BRUGENET TIL ENGANGSBRUG og leveres steril. En instrumentpakke, der er specielt beregnet til denne anordning, pakkes og leveres separat.

INDIKATIONER
ULTRATINE™ pandehead-anordningen er beregnet til subperiostealt påslåkningskr (pandelift). ULTRATINE™ pandehead-anordningen er specifikt indrettet til anvendelse ved frontotilsvind i aldersrelaterede tilskæningskr og pålægskr.

CONTRAINDIKATIONER

1. **Patienter, der ser ud til at have meget tynde knogler, hvilket muligvis betyder utilstrækkeligt kranietykkelse til ULTRATINE™ pandehead-anordnings krogelægstang, der har en dybde på 3,75 mm. Det borede hul har en dybde på 3,95 mm +0,05, -0,0 (maks. 4,00 mm).**
2. SITUATIONER, hvor indertilskæningskr er kontraindiceret af anden grund (f.eks. infektion).
3. Tynd, atrofisk skalp.
4. Enhver kendt allergi eller fremmedlegemalfølsomhed over for plastisk biomateriale som f.eks. PLA/PGA.

ETIKETTERING, EMBALLAGE og STERILISERING
ULTRATINE™ pandehead-anordningen er leveret med gammastråling. **Denne anordning MÅ IKKE** resteriliseres. **Implantatet MÅ kun accepteres, hvis emballage og etiketteringen er ubeskadiget, når det ankommer fra fabriken. MÅ ikke anvendes, hvis emballagen viser tegn på punktur, tegn på at der er blevet pillet ved den, vandføring eller andre beskadigelser.**

OPBEVARENINGSTRUKTIONER

1. Opbevar tørt ved stuetemperatur (15 til 24 °C eller 60 til 75 °F) og væk fra direkte sollys. MÅ ikke anvendes efter udløbsdatoen på etiketten.

BRUGSANVISNING (til endoskopiske eller åbne teknikker)

1. Inden implantatet anvendes, skal det verificeres præoperativt, at skalpers tykkelse er passende til ULTRATINE™ pandehead-implantatene.
2. Gør incisionen tilstrækkelig stor til, at ULTRATINE™ pandehead kan indføres uden at blive bøjet under anbringelsen, ca. 20 mm.
3. Udfør dissection på sædvanlig måde, idet det sikres, at der opnås tilstrækkelig løsting.
4. Med henblik på at mindske risikoen for at danne et kraniehul fjernes tykkelse med Coapt Systems pandebor skal det verificeres, at hullets position er medtalt for den temporale fusionslinje og anterior for koronarutsuren (**Figure 1**) (Undgå sinus sagittals ved midtlinjen.
5. Planlæg placeringen af kraniehullet således, at implantatet til sidst kommer til at ligge under hår, hvor der vikses hår. Det er trykfuld for sagittale, paramediane incisioner, at implantatet ligger en smule lateralt og/eller anterior for incisionen. Ved koronale eller transversale incisioner ligger implantatet anterior for incisionen.
6. Klargør huller i kranieknoglen med Coapt Systems pandebor (**Figure 2**), der sættes lodret på knoglen. **Kontroller efter boring, at der ikke er restet kranieknoglemateriale i borehullet.**
7. Tag ULTRATINE™ pandehead-anordningen ud af klamperammen i pakken med pandehead-indsættelsesværktøj fra Coapt Systems. Hold indsættelsesværktøjet på linje med ULTRATINE™ pandeheaden for at undgå skader (**Figure 3**).
8. Ved hjælp af indsættelsesværktøjet holdes endehens part vinkelret på hullets centrum, før den skubes lige ned (**Figure 4**).
9. Med moderat tryk føres ULTRATINE™ pandehead ind i det klargjorte sted, til endehens platform hviler mod kraniet (**Figure 5**).
10. Frigør ULTRATINE™ pandehead-anordningen fra indsættelsesværktøjet. **Endehens kan ikke fjernes fra huller og genbruges.**
11. Foretag pandeliftet og anvend manuelt tryk på skalpen for at sikre, at anordningen trænger igennem vævet (**Figure 6**).
12. Hvis der anvendes drænings- skal, skal subkutane flaps manipuleres således, at den ligger så langt som muligt fra implantatet.
13. For forsigtigt, mens huden lukkes, for at undgå at komme til i talfe skalpers væv af implantatet.
14. Et let trykbrudning kan være hensigtsmæssig ved afslutningen af indgrebet.

FORHOLDREGLER

1. Implantatet ligger ideelt under en del af skalpen, hvor der vikses hår, ved udløft proceduren. Hvis anordningen anbringes under panden eller skaldet hovedkud, kan det bevirk, at den bliver uacceptabelt synlig inden resorberingen.
2. Patienten skal oplyses om mulige bivirkninger, bl.a. at anordningen kan føles, inden den resorberes, ubehag og kraniegyse risi. Der er bemærket armbød og synlig opfyldthed områdedet over anordningen i flere måneder, selv hvis patienten med tynd skalp. Disse symptomer og/eller problemer med huden kan resultere i beslutning om at fjerne anordningen kirurgisk, indet det er fuldstændig resorberet.
3. Der kan forekomme dannelse af lokal cyste og/eller sinus, som kan behandles vha. aspiration eller fjernelse af implantatet.
4. Boring med høj hastighed (ca. 1000 omdrejninger pr. minut og dreveri) og gentagen boring kan danne huller, der er bredere end tilrettet til at opå et stramt greb om ULTRATINE™ pandehead-anordningen. En enkelt boring ved lav hastighed reducerer forekomsten af disse tilfælde.
5. Undgå enhver bevægelse af skalpen, der kan løse vævet fra spidserne.
6. Støt hovedet, når patienten vendes eller bevæges.

ADVARSLER

1. Der medfølger et bor i Coapt Systems instrumentkittet til brug til helt uvaldske voksne patienter til at danne et hul i kraniet over (medialt for) den temporale fusionslinje og anterior for koronarutsuren. Kirurgn bør dog bemærke enhver gennemtrængning forbi kraniet inderside af skalp og, hvis det opdages, skal det rapporteres til den ansvarlige neurokirurgiske konsultation.
2. ULTRATINE™ pandehead-anordningen MÅ IKKE RESTERILISERES.
3. MÅ ikke anvendes, hvis opbevaringstemperaturen overstiger 43 °C (110 °F), og temperaturindikatoren er blevet sort.
4. ULTRATINE™ pandehead-anordningen MÅ ikke klippes til eller rekonfigureres.
5. Åbnede, ubrugte anordninger skal kasseres.
6. Denne anordning er KUN BRUGENET TIL ENGANGSBRUG og MÅ ALDRIG GENBRUGES.
7. Hvis der anvendes drænings- skal, skal subkutane flaps manipuleres således, at den ligger så langt som muligt fra implantatet.
8. Hvis anordningen ikke sættes fuldstændig ind i kranieknoglen, er der risiko for utilstrækkelig forankring.
9. Patienterne bør instrueres i at undgå kontakt sport eller hovedtraume under ophealing.

10. Der kan bemærkes uregelmæssigheder i konturen af huden, der ligger over ULTRATINE™ pandehead-anordningen, især i områder, hvor der ikke vikses hår.

BIVIRKNINGER

Der skal tilbagemeldes om overfølsomheds/allergiske reaktioner over for materiale hos patienter efter det kraniekrige indgreb. Implantation af fremmedmateriale i væv kan medføre histologiske reaktioner i spædne tilfælde kan implantation af anordningen forårsage granulomer eller anordningen kan blive indkapslet. Hvis der er mistanke om granulomer eller indkapsling, anbefales øjeblikkelig behandling.

Forsigtigt: i henhold til amerikansk lov må denne anordning kun sælges, distribueres eller anvendes af eller på ordning af en læge.

DEUTSCH

ULTRATINE™ Stimimplantat Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG
Bei dem ULTRATINE™ Stimimplantat handelt es sich um ein biologisch resorbierbares Fixationsimplantat. Das Implantat ist NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH vorgesehen und wird steril geliefert. Ein Instrumentenkit für die Anwendung wird in einer separaten Verpackung geliefert.

ANWENDUNGSBEREICH
Das ULTRATINE™ Stimimplantat wird beim subperiostealen Augenbrauenlift verwendet. Das ULTRATINE™ Stimimplantat dient speziell zur Fixierung der Subkutis am Schädelschnecken beim Augenbrauenlift.

CONTRAINDIKATIONEN

1. **Sehr dünne Knochen, d.h. unzureichende Dicke des Schädelsknochens für den Verankerungszapfen des ULTRATINE™ Stimimplantats, der 3,75 mm tief in den Knochen eindringen muss. Das Bohrlöch beträgt 3,95 mm +0,05, -0,0 (bis max. 4,00 mm).**
2. Situationen, in denen eine interne Fixierung aus einem anderen Grund kontraindiziert ist (z.B. bei Infektionen).
3. Dünne, atrophie Kopfhaut.
4. Bekannte Allergie bzw. Fremdkörperempfindlichkeit auf Biomaterial aus Kunststoff wie PLA/PGA.

KENNZEICHNUNG, VERPACKUNG und STERILISATION
Das ULTRATINE™ Stimimplantat wird sterilisiert durch Gammastrahlung. **Dieses Implantat darf NICHT resterilisiert werden. Das Implantat darf nur verwendet werden, wenn die Werksverpackung und die Kennzeichnung intakt sind. Nicht verwenden, wenn die Verpackung Anzeichen von Einstichen, Manipulation, Wassereintritt oder sonstigen Schäden aufweist.**

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG
1. Bei Raumtemperatur (15 bis 24 °C bzw. 60 bis 75 °F) in einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren. Nicht nach dem Verfallsdatum oder dem Etikett verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG (für die endoskopische und die offen-chirurgische Methode)

1. Während der Operation, jedoch vor der Implantation überprüfen, ob die Kopfhaut für die Implantation des ULTRATINE™ Stimimplantats dick genug ist.
2. Aseptisch große Inzisionen von etwa 20 mm anlegen, damit das ULTRATINE™ Stimimplantat bei der Platzierung ohne Verbiegung eingeführt werden kann.
3. Die Disektion wird üblich durchführen und auf eine adäquate Freipräparierung achten.
4. Um die Gefahr des Durchbohrns des Schädelsknochens mit dem Bohrensatz von Coapt Systems zu minimieren, ist sicherzustellen, dass das Bohrlöch medial der Linea temporalis und ventral der Sutura coronalis angelegt wird (**Abbildung 1**). Den Sinus sagittalis an der Mittellinie vermeiden.
5. Das Anlegen des Kranialen Loches sollte so geplant werden, dass das Implantat unter der behaarten Kopfhaut zu liegen kommt. Typischerweise liegt das Implantat bei sagittalen, paramedianen Inzisionen lateral und/oder ventral von der Inzision. Bei koronalen bzw. transversalen Inzisionen liegt das Implantat ventral von der Inzision.
6. Das Bohrlöch mit dem Bohrensatz von Coapt Systems (**Abbildung 2**) anlegen, wobei der Bohrer senkrecht zum Knochen gehalten werden muss. **Nach dem Bohren sicherstellen, dass sich keine losen Knochenmaterialreste im Bohrlöch befinden.**

7. Das ULTRATINE™ Stimimplantat mithilfe der Einsetzvorrichtung von Coapt Systems aus der Schaumstoffverpackung nehmen. Die Einsetzvorrichtung ordnungsgemäß mit dem ULTRATINE™ Stimimplantat zusammen, um eine Beschädigung zu vermeiden (**Abbildung 3**).
8. Den Verankerungszapfen des Implantats mithilfe der Einsetzvorrichtung senkrecht in der Mitte des Bohrlöchs ausrichten, bevor das Implantat gerade nach unten eingeführt wird (**Abbildung 4**).
9. Das ULTRATINE™ Stimimplantat mithilfe der Einsetzvorrichtung an der vorbereiteten Stelle unter mäßiger Druckanwendung eindrücken, bis die Grundplatte des Implantats am Schädelschnecken anliegt (**Abbildung 5**).
10. Das ULTRATINE™ Stimimplantat aus der Einsetzvorrichtung freigeben. Die Grundplatte des ULTRATINE™ Stimimplantats sollte plan am Schädel anliegen. **Das Implantat kann nicht aus dem Bohrlöch entfernt und wieder verwendet werden.**
11. Das Braueingewebe anheben und dabei manuelles Druck auf die Kopfhaut ausüben, damit das Implantat in das Gewebe eindringt (**Abbildung 6**).
12. Wenn ein Drain verwendet wird, sollte der subkutane Teil so manipuliert werden, dass er sich so weit wie möglich vom Implantat entfernt befindet.
13. Bei der Haarnahut darauf achten, dass das Kopfhautgewebe nicht vom Implantat abgehoben wird.
14. Nach Beendigung des Vorgangs ist evtl. ein leichter Druckverband angebracht.

VORSICHSMASSNAHMEN

1. Nach Beendigung des Eingriffs liegt das Implantat idealerweise unter der behaarten Kopfhaut. Bei einer Platzierung im Stirnbereich oder unter einer Glatze wird das Aussehen des Patienten vor der Resorption durch die Sichtbarkeit des Implantats unü. zu stark beeinträchtigt.
2. Der Patient ist über mögliche unerwünschte Wirkungen wie Tenderness des Implantats vor dessen Resorption, Beschwerden an der Implantationsstelle und lokale Zystenbildung aufzuklären und über die Möglichkeit einer eventuellen Verengung über dem Implantat, die mehrere Monate anhalten kann, werden besonders von Patienten mit dünner Kopfhaut berichtet. Desartige Symptome und/oder Wundprobleme können zu der Entscheidung führen, das Implantat vor seiner vollständigen Resorption wieder operativ zu entfernen.
3. Es kann lokal zu Zysten- und/oder Höhlenbildungen kommen, die durch Aspiration oder Entfernen des Implantats behandelt werden können.
4. Das Bohren mit hoher Drehzahl (ca. 1000 U/min und höher) sowie wiederholtes Bohren kann zu Bohrlöcher führen, die größer als für eine sichere Befestigung des ULTRATINE™ Stimimplantats nötig sind. Durch langsames Bohren in einem Durchgang kann erreicht werden, dass dies Problem seltener auftritt.
5. Bewegungen der Kopfhaut vermeiden, durch die das Gewebe von den Zinken verschoben werden könnte.
6. Beim Drehen oder Umlagern des Patienten den Kopf abstützen.

WARNHINWEISE

1. Der mitgelieferte Bohrensatz dient der Verwendung bei erwachsenen Patienten mit normaler Größe zur Anlage eines Bohrlöches im Schädel medial der Linea temporalis und ventral der Sutura coronalis. Der Chirurg sollte jedoch überprüfen, ob es zu einer Penetration über die Labia interna des Schädelsknochens hinaus gekommen ist. Wenn dies der Fall ist, sollte der Patient nachuntersucht und u.U. von einem Neurochirurgen untersucht werden.
2. Das ULTRATINE™ Stimimplantat NICHT RESTERILISIEREN.
3. Nicht verwenden, wenn die Lagerungs- und/oder die Kennzeichnung über 43 °C (110 °F) betrug oder der Temperaturanzeiger schwarz wurde.
4. Das ULTRATINE™ Stimimplantat NICHT zerschneiden oder vorne form ändern.
5. Nach Öffnen der Verpackung müssen einmaalige Implantate eingesetzt werden.
6. Dieses Implantat ist AUSSCHLIESSLICH zum EINMALIGEN GEBRAUCH bestimmt und DARF UNTER KEINEM UMSANDEN WIEDERVERWENDET WERDEN.
7. Nach jeder Sterilisation und vor Gebrauch die Einsetzvorrichtung und die Bohrensätze auf Erosionen, Sprünge und andere Schäden untersuchen. Versuchen Sie nicht, das Instrument zu reparieren oder zu schärfen.
8. Unvollständiges Einsetzen des Implantats in den Schädelschnecken kann zu einer unzureichenden Verankerung führen.
9. Während der Heilung sollte der Patient Sport, bei dem der Kopf berührt werden, sowie jede Art von Schädeltrauma vermeiden.
10. Über dem ULTRATINE™ Stimimplantat, insbesondere in nicht behaarten Bereichen, können Konturenunregelmäßigkeiten der Haut sichtbar sein.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Materialempfindlichkeit bzw. allergische Reaktionen bei Patienten nach der Operation sollten gemeldet werden. Die Implantation von Fremdmaterial in Gewebe kann zu Gewebereaktionen führen. In seltenen Fällen kann das Implantat zur Bildung eines Granuloms führen oder sich verengen. Bei Verdacht auf Bildung eines Granuloms oder einer Verengung wird eine umgehende Behandlung angeben.

Achtung: Nach US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder im ärztlichen Auftrag abgegeben und verwendet werden.

ESPAÑOL

Dispositivo de frente ULTRATINE™ Instruciones de uso

DESCRIPCIÓN
El dispositivo de frente ULTRATINE™ es un implante de fijación bioabsorbable. Este dispositivo es PARA UN SOLO USO y se suministra estéril. Hay un kit de instrumental específico para este dispositivo, enviado y suministrado por separado.

INDICACIONES
El dispositivo de frente ULTRATINE™ está diseñado para uso en frontoplastia subperiosteal. El dispositivo de frente ULTRATINE™ está específicamente indicado para la fijación de la hipoides al hueso craneal en intervenciones de frontoplastia.

CONTRAINDICACIONES

1. **Pacientes con huesos muy delgados cuyo espesor craneal pueda ser inadecuado para el pilar óseo del dispositivo de frente ULTRATINE™, que llega a una profundidad de 3,75 mm. El orificio taladrado llega a una profundidad de 3,95 mm +0,05, -0,0 (o máximo de 4,00 mm).**
2. Situaciones en las que la fijación interna está contraindicada por otras razones (p. ej., infección).
3. Curoc adecuado delgado y amovible.
4. Cualquier alergia conocida o sensibilidad a cuerpos extraños de material biológico, tal como PLA/PGA.

ETIQUETADO, ENVASADO y ESTERILIZACIÓN
El dispositivo de frente ULTRATINE™ está esterilizado con radiación gamma. **No vuelva a esterilizar este dispositivo. El implante sólo debe aceptarse si el envase y el etiquetado de fábrica están intactos. No utilice si el envase muestra signos de pinchazos, manipulación inadecuada, contaminación por agua u otros daños.**

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
1. Almacene este dispositivo a temperatura ambiente (de 15 a 24 °C, o de 60 a 75 °F) en un lugar seco protegido de la luz solar directa. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO (para técnicas endoscópicas o abiertas)

1. Antes de utilizar el implante, compruebe cuidadosamente la intervención que el grosor del cuero cabelludo es adecuado para los implantes de frente ULTRATINE.
2. Paquete incisiones de un tamaño suficientemente grande, tal que el dispositivo de frente ULTRATINE pueda insertarse aproximadamente 20 mm sin doblarse durante la colocación.
3. Realice la discción de la manera normal, asegurándose que consigue un desprendimiento adecuado.
4. Para reducir el riesgo de que el orificio realizado con el trépano de frente ULTRATINE, obtenga todo el espesor craneal, compruebe que el agujero está en posición medial respecto a la línea temporal de fásion y en posición anterior respecto a la sutura coronal (**Figure 1**). Evite el seno sagital en la línea media.
5. Planifique la ubicación del orificio craneal de forma que al final el implante quede debajo de tejido en el que haya pelo. Por lo general, con las incisiones sagittales paramedianas, el implante queda en posición ligeramente lateral, anterior o lateral-anterior respecto a la incisión. Con las incisiones frontoparietales o transversales, el implante queda en posición anterior respecto a la incisión.
6. Prepare el orificio del hueso craneal con un trépano de frente de Coapt Systems (**Figure 2**) aplicado perpendicular al hueso. **Tras taladrar, asegúrese de que no queda material óseo residual suelto en el orificio taladrado.**
7. Extraiga el dispositivo de frente ULTRATINE de la exposición de la hueso de la herramienta de introducción de frente de Coapt Systems. Alinee correctamente la herramienta de introducción con el dispositivo de frente ULTRATINE para no dañarlo (**Figure 3**).
8. Con ayuda de la herramienta de introducción, alinee el pilar del dispositivo perpendicular al centro del orificio y dentro de éste, antes de empujar el hueso hacia abajo (**Figure 4**).
9. Aplicando una presión moderada, inserte el dispositivo de frente ULTRATINE en el lugar preparado hasta que la plataforma del dispositivo quede apoyada sobre el cráneo (**Figure 5**).
10. Dependiendo el dispositivo de frente ULTRATINE de la herramienta de introducción. **El dispositivo no puede extraerse del orificio y volverse a utilizar.**
11. Levante la piel de la frente y presión con la mano el cuero cabelludo para asegurarse de que el dispositivo ha penetrado en el tejido (**Figure 6**).

12. Si se utiliza un tubo de drenaje, manipule la porción subcutánea de forma que quede lo más apartada posible del implante.
13. Al cerrar la piel, tenga cuidado de no lesionar el tejido del cuero cabelludo y separarlo del implante.
14. Tras finalizar la intervención, puede ser conveniente aplicar un apósito que presione suavemente el área tratada.

PRECAUCIONES

1. Verifique que el implante quede debajo de cuero cabelludo con pelo a final de la intervención. Si se coloca debajo de la frente o de piel alopecica, es posible que el dispositivo quede inapropiadamente visible antes de la absorción.
2. Hay que informar al paciente sobre las posibles reacciones adversas, que incluyen posibilidad de palpación del dispositivo antes de la resorcion, molestias y picos de quinureos. Se ha notado dolor al tacto y relleno visible en la zona situada sobre el dispositivo durante varios meses, sobre todo en pacientes con cuero cabelludo delgado. Estos síntomas o heridas pueden llevar a tomar la decisión de extraer quirúrgicamente el dispositivo antes de su resorcion total.
3. Pueden formarse quistes o fístulas locales, que pueden tratarse mediante aspiración o extracción del dispositivo.
4. Un taladrado a alta velocidad (de unas 1000 rpm o más) y el taladrado repetido pueden crear orificios más anchos de lo aconsejado para lograr un agarre firme del dispositivo de frente ULTRATINE. El taladrado de una sola pasada a baja velocidad evita este problema.
5. Evite cualquier movimiento del cuero cabelludo, ya que el tejido puede desprenderse de los dientes del dispositivo.
6. Sostenga la cabeza del paciente al girarlo o moverlo.

ADVERTENCIAS

1. En el kit de instrumental de Coapt Systems se suministra un trépano para uso en pacientes adultos con el fin de crear un orificio en el cráneo, por encima de la línea temporal de fusión (en posición medial respecto a ésta) y anterior respecto a la sutura coronal. No obstante, el cirujano debe tomar nota de cualquier preparación que llegue más allá de la tabla interna del cráneo; y, en caso de producirse, debe solicitar una consulta neurológica y un seguimiento apropiado del paciente.
2. NO VUELVA A ESTERILIZAR el dispositivo de frente ULTRATINE.
3. No lo utilice si la temperatura de almacenamiento supera los 43 °C (110 °F) y si el indicador de temperatura se ha vuelto negro.
4. No corte ni vuelva a configurar el dispositivo de frente ULTRATINE.
5. Deseste los dispositivos abiertos no utilizados.
6. Este dispositivo es PARA UN SOLO USO y NO DEBE REUTILIZARSE ni utilizarse para comparar que no muestran erosión, grietas ni daños después de cada esterilización y antes de cada uso. No intente repararlo ni afilarlo.
7. Inspeccione visualmente la herramienta de introducción y el trépano para comprobar que no muestran erosión, grietas ni daños después de cada esterilización y antes de cada uso. No intente repararlo ni afilarlo.
8. La introducción incompleta del dispositivo en el hueso craneal puede producir un anclaje inadecuado.
9. Hay que avisar a los pacientes que eviten los deportes de contacto y los traumatismos eólos durante el periodo de cicatrización.
10. El contorno de la piel situada sobre el dispositivo de frente ULTRATINE puede presentar irregularidades, sobre todo en zonas sin pelo.

REACCIONES ADVERSAS

Debe informarse de la aparición de sensibilidad al material o reacciones alérgicas tras la intervención quirúrgica. La implantación de materiales extraños en los tejidos puede causar reacciones histológicas. En raras casos, el dispositivo puede provocar un granuloma o sufrir una contractura capsular. Ante la sospecha de granuloma o contractura capsular, se recomienda la aplicación inmediata de tratamiento.

Atención: Las leyes federales estadounidenses limitan la venta, distribución y uso de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

FRANÇAIS

Dispositif frontal ULTRATINE™ Mode d'emploi

DESCRIPTION
Le dispositif frontal ULTRATINE™ est un implant de fixation bioabsorbable. Ce dispositif est RÉSERVÉ À UN USAGE UNIQUE et est fourni stérile. Un kit d'instrumentes propres à ce dispositif est emballé et fourni séparément.

INDICATIONS

Le dispositif frontal ULTRATINE™ est destiné à être utilisé dans le cadre d'un lifting frontal sous-périoste. L'utilisation du dispositif frontal ULTRATINE™ est spécifiquement indiquée pour fixer le sous-déme à l'os crânien lors d'un lifting frontal.

CONTRE-INDICATIONS

1. **Patients semblant avoir des os très fins impliquant une épaisseur crânienne potentiellement insuffisante pour accommoder le support osseux du dispositif frontal ULTRATINE qui s'étend à une profondeur de 3,75 mm. Le trou est atteint une profondeur de 3,95 mm +0,05 mm, -0,0 mm (4,00 mm maximum).**
2. Cas où une fixation interne serait normalement contre-indiquée (infection, par exemple).
3. Une chevelue mince ou atrophie.
4. Toute allergie ou sensibilité à corps étranger documentée aux biomatériaux en plastique, comme le PLA (acide polylactique)/PGA (acide polyglycolique).

DOCUMENTATION, EMBALLAGE et STÉRILISATION
Le dispositif frontal ULTRATINE™ est stérilisé par rayonnement gamma. **Ne PAS resteriliser ce dispositif. N'accepter l'implant que si l'emballage en usine et la documentation arrivent intacts. Ne pas utiliser si l'on constate une perforation, une altération, une exposition à l'eau ou d'autres dommages de l'emballage.**

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

1. Conservez a température ambiante (15 °C à 24 °C ou 60 °F à 75 °F) dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

MODE D'EMPOI (pour techniques endoscopiques ou chirurgiques à ciel ouvert)

1. Vérifier en préopératoire avant l'intervention que l'épaisseur du cuir chevelu est suffisante pour les implants frontals ULTRATINE.
2. Préparer des incisions d'environ 20 mm, suffisamment grandes pour permettre d'insérer le dispositif frontal ULTRATINE sans le courber pendant la mise en place.
3. Réaliser la dissection de façon habituelle, en veillant à obtenir une libération suffisante.
4. Vérifier que la position du trou est interne par rapport à la ligne de fusion temporelle et antérieure par rapport à la suture coronale (**Figure 1**) afin de minimiser le risque de créer un trou sur toute la profondeur de l'os crânien avec le trou frontal Coapt Systems. Éviter le sinus sagittal au niveau de la ligne médiane.
5. Planifier le positionnement du trou crânien de façon à ce que l'implant repose finalement sous le cuir chevelu. Dans le cas d'incisions paramédianes sagittales, l'implant repose généralement en position légèrement latérale et/ou antérieure par rapport à l'incision. Dans le cas d'incisions coronales ou transversales, l'implant repose en position antérieure par rapport à l'incision.
6. Préparer le trou dans l'os crânien à l'aide d'un trépan frontal Coapt Systems (**Figure 2**) appliqué perpendiculairement à l'os. **Après le forage, s'assurer que le trou est exempt de tout résidu osseux.**
7. Retirer

PORTUGUÊS

Dispositivo para frente ULTRATINE™

Instruções de utilização

DESCRÇÃO

O dispositivo para frente ULTRATINE™ é um implante de plástico bioabsorvível. Este dispositivo DESTINA-SE A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO E é fornecido esteril. Um kit de instrumentos específico para este dispositivo é fornecido e embalado em separado.

INDICAÇÕES

O dispositivo para frente ULTRATINE destina-se a ser utilizado em cirurgia de plastia supracilial, realizada a nível subperósteo. O dispositivo para frente ULTRATINE está especificamente indicado para utilização na fratura do subderme ao osso craniano em cirurgias de plastia supracil.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Doentes que aparentem ter ossos muito finos, passíveis de implacar uma espessura craniana inadequada para colocação da cavilha óssea do dispositivo para frente ULTRATINE, que se estende até a uma profundidade de 3,75 mm. O orifício criado estende-se a uma profundidade de 3,95 mm +0,05, -0,0 (máx. 4,00 mm).**
- Situações onde este contra-indicada a fraxão interna (por exemplo, infecção).
- Curso cabeludo fino, atrofiado.
- Qualquer alergia ou sensibilidade a corpo estranho comprovadas a biomaterial plástico, como PLA/PGA.

ROTULAGEM, EMBALAGEM e ESTERILIZAÇÃO

O dispositivo para frente ULTRATINE é esterilizado através de radiação gama. **NÃO reesterilize este dispositivo. O implante só deverá ser usado se a embalagem e a rotulagem de fábrica estiverem intactas. Não utilizar se a embalagem apresentar sinais de perfurações, adulteração, contaminação por água ou outros danos.**

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar a temperatura ambiente, entre 15 e 24 °C (60 e 75 °F), em local seco e ao abrigo da luz solar directa. Não utilizar depois do prazo de validade impresso no rótulo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

(para técnicas endoscópicas ou via aberta)

- Antes da utilização do implante, verifique anti-operatamente se a espessura do couro cabeludo é adequada para os implantes para frente ULTRATINE.
- Faça incisões suficientemente grandes, de aproximadamente 20 mm, para permitir a inserção do dispositivo para frente ULTRATINE sem o doerac.
- Efectue a disseção da foma habitual, certificando-se de que obtém uma libertação adequada.
- Faça minitraz a foma de uma osteotomia em toda a espessura do osso craniano com a bixa de perfuração para frente do Coapt Systems. Verifique se a posição da osteotomia está para dentro da linha de fusão temporal e anterior à sutura coronal (**figura 1**). Evite o sso sagittal na linha média.
- Planeie a colocação do orifício craniano de forma a que o implante fique, em última análise, por debaixo de tecido com cabelo. Tipicamente, para incisões sagittais, paramedianas, o implante fica ligeiramente para a frente e/ou anterior à incisão. Para incisões coronais ou transversas, o implante fica anterior à incisão.
- Prepare a osteotomia craniana, utilizando uma bixa de perfuração para frente do Coapt Systems (**figura 2**) aplicada perpendicularmente ao osso. **Após a perfuração, verifique se não existe qualquer material ósseo residual sobre no orifício.**
- Remova o dispositivo para frente ULTRATINE da espuma da embalagem utilizando a ferramenta de introdução para frente do Coapt Systems. Alinhe devidamente a ferramenta de inserção com o dispositivo para frente ULTRATINE, para evitar danos (**figura 3**).
- Utilizando a ferramenta de inserção, alinhe a cavilha do dispositivo perpendicular e dentro do centro do orifício antes de a empunar a dentro para baixo (**figura 4**).
- Com uma pressão moderada, insira o dispositivo para frente ULTRATINE no local preparado até que a plataforma do dispositivo repose sobre o osso (**figura 5**).
- Solte o dispositivo para frente ULTRATINE da ferramenta de introdução. **O dispositivo não pode ser removido do orifício e reutilizado.**
- Execute a elevação da região supracilial e aplique pressão manual no couro cabeludo para garantir a penetração do dispositivo nos tecidos (**figura 6**).
- Utilize um dreno, manipule a foma subcutânea de forma a ficar à distância máxima do implante.

- Durante o encerramento da pele, tenha cuidado para evitar afastar o tecido do couro cabeludo do implante.
- Depois de terminar o procedimento, poderá aplicar um penso ligeiramente compressivo.

PRECAUÇÕES

- No final do procedimento, o implante fica, idealmente, por debaixo de couro cabeludo com cabelo. A colocação por debaixo da região frontal do cabelo com alérgica pode originar uma alopecia localizada do dispositivo antes da sua absorção.
- O doente deverá ser informado sobre possíveis efeitos adversos, incluindo a possibilidade de palpitar o dispositivo antes da sua absorção, o desconforto ou os riscos cirúrgicos. Foi relatada sensibilidade e prurido visível na área por cima do dispositivo durante vários meses, especialmente em doentes com couros cabeludos finos. Estes sintomas e/ou problemas da ferida poderão conduzir à decisão de proceder à remoção cirúrgica do dispositivo antes da sua absorção completa.
- Poderá ocorrer a formação de quistos e/ou seios locais, que podem ser tratados por aspiração ou remoção do dispositivo.
- A perfuração a alta velocidade (aproximadamente a 3000 rpm e superior) e a perfuração repetida podem provocar efeitos mais largos do que o pretendido para uma fração justa do dispositivo para frente ULTRATINE. Uma perfuração com uma única passagem a baixa velocidade reduz a ocorrência deste problema.
- Evite qualquer movimento do couro cabeludo que possa deslocar o tecido das pontas.
- Quando nodar ou deslizar o doente, apoie a cabeça.

ADVERTÊNCIAS

- Fornecida uma porta de bixa com o kit de instrumentos Coapt Systems para utilização em doentes adultos de estatura normal, visando a criação de um orifício no crânio por cima (no interior) da linha de fusão temporal e anteriormente à sutura coronal. Todavia, a cirurgia deverá estar atenta a qualquer penetração para além da face interna do osso craniano e, se for o caso, deverá procurar acompanhamento e consulta de neurocirurgia, conforme adequado.
- NÃO REESTERILIZE** o dispositivo para frente ULTRATINE.
- Não utilize se a temperatura de armazenamento exceder 43 °C (110 °F) ou se o indicador de temperatura tiver alterado para preto.
- Não corte nem reconfigure o dispositivo para frente ULTRATINE.
- Elimne dispositivos não utilizados que se encontrem abertos.
- Este dispositivo destina-se a UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO. **NUNCA** DEVERÁ SER REUTILIZADO.
- Inspeccione visualmente a ferramenta de introdução e as portas de fxação relativamente a escólas, fissuras ou danos, depois de cada esterilização e antes de utilizar. Não tente reparar nem afiar ferramentas.
- A introdução incompleta do dispositivo no osso craniano pode dar origem a uma fratura indolente.
- Durante a cicatização, os doentes deverão ser instruídos para evitar desportos de contacto ou traumatismo na cabeça.
- Poderão notar-se irregularidades no contorno da pele por cima do dispositivo para frente ULTRATINE, sobretudo nas áreas desprovidas de pelo.

EFEITOS ADVERSOS

Deverão notificar-se as reacções de sensibilidade/alergia ao material observadas nos doentes após a cirurgia. A implantação de corpos estranhos em tecidos pode provocar reacções histológicas. Em casos raros, o dispositivo pode resultar em granuloma ou ficar encapsulado. No caso de suspeita de granuloma ou encapsulamento, é aconselhável um tratamento médico.

Precaução: A lei federal (EUA) restringe a venda, distribuição ou utilização deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

SVENSKA

ULTRATINE™-pannordning Bruksanvisning

BSKRIVNING
ULTRATINE™-pannordningen är ett bioabsorberat främingsimplantat. Denna anordning är ENDAST FÖR ENÅNGSBRUK och levereras steril. En särskild instrumentset för denna anordning förpackas och erbjuds separat.

INDIKATIONER

ULTRATINE™-pannordningen är avsedd för användning vid subperosteal operation i samband med ögonrymsplastik. ULTRATINE™-pannordningen är särskilt avsedd för att fixera underdelen mot skallbenet vid ögonrymsplastik.

KONTRAIKATIONER

- Patienter vars ben förefaller vara väldigt tunna, vilket kan antyd otillräcklig kranialtjocklek för benstolpen i ULTRATINE™-pannordningen som sträcker sig till ett djup på 3,75 mm. Det borrade hålet sträcker sig till ett djup på 3,95 mm +0,05; -0,0 (max. 4,00 mm).**
- Situationer där intem främring ansårs är kontraindierad (ex. infektion).
- Tunn, atrofisk hudvävd.
- Etablerad allergi eller främmande kroppsskylighet mot biomaterial av plast, t.ex. PLA/PGA.

MÄRKNING, FÖRPACKNING och STERILISERING

ULTRATINE™-pannordningen har steriliserats med gammastålning. **Denna anordning får INTE omsteriliseras. Implantatet bör endast godkännas då fabriksförpackningen och-märkingen är intakt. För inte användas om förpackningen visar tecken på punktion, otillräklig övervakning, vattenkontamination eller annan skada.**

FÖRVARINGSINSTRUKTIONER

- Förvaras i rumtemperatur (15 till 24 °C eller 60 till 75 °F) i tätt utrymme och inte i direkt solljus. För inte användas efter utgångsdatumet som står på etiketten.

BRUKSANVISNING (för endoskopisk eller öppen teknik)

- Före användning av implantatet måste man inspektornett bekräfta att hudsvälden är lämpligt tjock för ULTRATINE™-pannimplantat.
- Gör incision tillräckligt stora för att synas ULTRATINE™-pannordningen utan att den behövs böjas under placeringen, dvs. ca 20 mm.
- Utför dissektionen som vanligt, och se till att tillräcklig frigtig upplås.
- För att minimera risken för borming av ett hål rikt igenom skallbenet med Coapt Systems pannorborsmask måste man bekräfta att hålet ligger medlalt om den temporala fusionslinjen och famför hjässornen (**figur 1**). Undvik snits sagittals i mittlinjen.
- Placera hålet i skallen så att implantatet slutligen ligger under vävnad med hårväxt. För sagittala, paramediana snitt ligger implantatet vanligtvis något lateralt och/eller anteriort om snittet. För coronala- eller vängande snitt ligger implantatet antent eller snittet.
- Utför ett skalleborsning med ett Coapt Systems pannorborsmask (**figur 2**) som anslutas lodrätt mot boret. **Efter bormingens skall du kontrollera att inget resterande löst biomaterial ligger i borrhålet.**
- Använda ULTRATINE™-pannordningen fñdn förpackningskummet med hjälp av Coapt Systems pannordningsverktyg. Räkta in införingsverktyget korrekt mot ULTRATINE™-pannordningen för att undvika skada (**figur 3**).
- Använd införingsverktyget för att rika in anordningens stolpe vinkelrätt mot och i mitten av hålet innan den trycks rakt ned (**figur 4**).
- Använd mildt tryck för att för in ULTRATINE™-pannordningen i det förbereda området tills anordningens plattform ligger mot kraniet (**figur 5**).
- Frige ULTRATINE™-pannordningen från införingsverktyget. **Anordningen får inte avlägnas från hålet och återanvändas.**
- Utför pannlyftet och anbringa manuellt tryck mot hudsvälden för att tillförsäkra att anordningen presterar vävnads (**figur 6**).
- Om dein används skall den subkutana delen hanters så att den är på maximalt avstånd från implantatet.
- Var försiktig vid hudtillslutningen för att undvika att hudsväldens vävnad lyfts upp från implantatet.
- Lätt tryckförband kan vara lämpligt när ingreppet har slutförts.

FÖRSIKTIGHETSÅRDER

- Implantatet skall hets lögga under den del av hudsvälden som har hårväxt när ingreppet har slutförts. Placering under pannan eller hud med alopes kan leda till att anordningen är osynligt tydlig absorption.
- Patienten skall informeras om eventuella biverkningar, inklusive biverkningar av anordningen under operation, obehag samt kirurgiska risker. Omhöt och-synbar utflådning i huden över anordningen under flera månader har observerats, särskilt hos patienter med tunn hudvävd. Dessa symptom och/eller skadeproblem kan leda till beslut om att kirurgiskt avlägsna anordningen innan full resorption förekommit.
- Lokal bildning av cysta och/eller fistel kan uppstå, vilket kan behandlas med hjälp av aspiration eller borttagning av anordningen.
- Borming vid hög hastighet (ca 1 000 var/min eller mer) och upprepad borming kan skapa hål som är större än avsett för ett snitt grepp om ULTRATINE™-pannordningen. Endast borming med låg hastighet minskar risken för detta problem.
- Undvik alla rörelser av hudsvälden som kan rubba vävnaden från spetsarna.
- Stöd huvudet när patienten vrids eller flyttas.

VARNINGAR

- Ett borsmask medföljer i Coapt Systems instrumentset för användning på fullstora vuxna patienter vid borstande av ett hål i skallen ovanför (medalt om) den temporala fusionslinjen samt anteriort om hjässornen. Kirurgen bör dock observera penetrering innanför kraniet: inre platt och böt, om så observeras, uppskika upplöslighet- och neurokirurgisituation på lämpligt sätt.
- ULTRATINE™-pannandningen FÅR INTE OMSTERILISERAS.
- För inte användas om förvaringstemperaturen överstiger 43 °C (110 °F) eller temperaturlindikatorn är svart.
- ULTRATINE™-pannandningen får inte kapas eller omkonfigureras.
- Kassera övriga, oanvända anordningar.
- Denna anordning är ENDAST avsedd för ENÅNGSBRUK och FÅR ALDRIG ÅTERANVÄNDAS.
- Inspektera införingsverktyget och borsmasken visuellt med avseende på slitage, sprickor eller skador efter varje sterilisering och före de används. Instrumenten får inte repareras eller vässas.
- Ölltståndigt införande av anordningen i skallbenet kan resultera i otillräcklig förankring.
- Patienter bör instrueras om att undvika kontaktsporer eller hudsväldarna under läkningsperioden.
- Kontagjämtheter kan märkas i huden ovanför ULTRATINE™-pannandningen, särskilt i områden utan hårväxt.

BIVERKNINGAR

Känslighet/allergiska reaktioner mot materialet hos patienter efter kirurgi måste rapporteras. Implantation av främmande material i vävnad kan resultera i histologiska reaktioner. I sällsynta fall kan anordningen osas granulosom eller kapslas in. Om granulosom eller kapselbildning misstänks rekommenderas omedelbar behandling.

Varning: Enligt federal lag (USA) får denna utrustning endast säljas, distribueras eller användas av läkare eller på läkars ordination.

POLSKI

Urządzenie ULTRATINE™ do Plastikj CzolaInstrukcja Użytkowania

OPIS

Urządzenie ULTRATINE™ do plastikj czola jest wchłanialnym biologicznie rozpuszczającym. Dostarczane urządzenie jest jawkie i jest przeznaczane WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Zestaw narzędzi przeznaczony do tego urządzenia jest pakowany i dostarczany oddzielnie.

WSKAZANIA

Urządzenie do plastikj czola jest przeznaczone do stosowania w chirurgicznej podkośnej plastyce brwi. Urządzenie ULTRATINE do plastikj czola jest szczególnie wskazan do pozostawienia tkanki podkośnej do końca czasu w trakcie plastikj brwi.

PRZECIWSKAZANIA

- Paędno e budowie ciała sugerującej bardzo cienkie kości, co może wskazywać niewystarczającą grubość kości czaszki dla urządzenia ULTRATINE do plastikj czola, którego głębokość zgłębnia się w kości na 3,75 mm. Otwór wywiercony na głębokość 3,95 mm +0,05, -0,0 (maks. 4,00 mm).**
- Sytuacje w których fraxja wewnętrzna jest przeciwskazana z innego przyczyn (np. zakalecenia).
- Cienka, atroficzna skóra głowy.
- Istotekolowe stwierdzenie użyczenie lub nadwrażliwość na ciało obce wobec biomateriałów z tworzywa sztucznego, takich jak PLA/PGA.

OSZKAWIANIE, OPRAWIANIE I STERYLIZACJA

Urządzenie ULTRATINE do plastikj czola jest sterylizowane promieniowaniem gamma. **Nie wolno sterylizować ponownie urządzenia. Implant można zaakceptować tylko wtedy, gdy dotrnie na miejsce użycia w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym, z nienaruszonymi etykietami. Nie używać, jeśli opakowanie wykazuje ślady nakłucia, manipulowania, zawilgocenia lub innego uszkodzenia.**

INSTRUKCJA PRZECZYHOWANIA

- Przechowywać w temperaturze pokojowej (od 15 do 24 °C lub od 60 do 75 °F) w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno używać urządzenia po przekroczeniu daty ważności podanej na etykiecie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (do technik endoskopowych lub otwartych)

- Przed zastosowaniem implantu sprawdzić siódopierwszą, czy grubość skóry głowy jest właściwa dla implantów ULTRATINE do plastikj czola.
- Wykonać nacięcia o wielkości wystarczającej do wprowadzenia urządzenia ULTRATINE do plastikj czola bez zginięcia go podczas umieszczania (około 20 mm).
- Rozwarstwic tkanki w standardowy sposób, aby uzyskać dostateczne uwoilenie.
- W celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka wytworzenia otworu na pełną grubość kości czaszki przy użyciu wiertła Coapt Systems Forehand, należy mieć, że otwór będzie znajdował się przynajmniej od linii łączenia skłoniowego i do przodu od swu wewnętrznego (**rysunek 1**)).
- Unikać niekontrolowanego zacięcia sterylizowanego narzędzia ULTRATINE do plastikj czola.
- Zaplanować miejsce na otwór w kości czaszki w taki sposób, aby implant ostrocznie leżał pod skórą włosową. Standardowo, w przypadku przygotowywania miejsc strzałkowych implant leży nieco bocznie i/lub do przodu od osia. W przypadku osz włośniczkowy lub porzecznych implant leży do przodu od osia.
- Przygotować otwór w kości czaszki, używając wiertła Coapt Systems do plastikj czola (**rysunek 2**) i prowadzić je prostopadłe do kości. **Po wierceciu skontrolować, czy w wywierconym otworze nie pozostały resztki luźnego materiału kostnego.**

- Wyjąć urządzenie ULTRATINE do plastikj czola z opakowania piankowego, używając narzędzia do wprowadzania Coapt Systems do plastikj czola. Poprawnie zwinąć narzędzie do wprowadzenia z urządzeniem ULTRATINE do plastikj czola, aby uniknąć jego uszkodzenia (**rysunek 3**).
- Używać narzędzia do wprowadzania, ustawiać bieżące urządzenie prostopadłe do i w centrum otworu przed wcisnięciem go prosto w dół (**rysunek 4**).
- Stosując umiarkowany nacisk wprowadzić urządzenie ULTRATINE do plastikj czola w przygotowane miejsce do momentu oparcia się płytki urządzenia o kość czaszki (**rysunek 5**).
- Zwinąć urządzenie ULTRATINE do plastikj czola z narzędzia do wprowadzania. **Urządzenie nie można wyjmować z otworu i używać ponownie.**
- Wykonać podniebienie brwi i zastosować ręczny cięcie skóry, aby zapewnić potrzebę tkanki przed wierceciem (**rysunek 6**).
- Jeśli wyciąg jest długi, nalepowano, jego częścią podknieją w taki sposób, aby znajdowała się w maksymalnym oddaleniu od implantu.
- Podczas zasyczenia skóry należy zachować ostrożność, aby uniknąć unieśmienia skóry głowy z implantu.
- Ważkowe może być zabalenie delikatnego opratum włosówowego po zakończeniu zabiegu.

SRODKI OSTROŻNOŚCI

- Idealnie, na zakończenie zabiegu implant leży pod skórą włosową okolicy brwiowej. Umieszczenie pod skórą czola lub skórą bez włosów może prowadzić do niedopuszczalnej wrażliwości urządzenia przed jego wchłonięciem.
- Teżba poinformować pacjenta o możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia przed jego całkowitą resorpcją.
- Może dojść do powstania miejscowej torbali i/lub zatkan, które można leczyć aspiracją lub usunięciem urządzenia.
- Wiercenie z zastosowaniem wysokiej obrotowości (około 1000-2000 obr./min i więcej) i wielokrotne nawierzanie może prowadzić do powstania otworów szarych na obrzeżach otworu do głęboko zamocowania urządzenia ULTRATINE do plastikj czola. Jednostkowe nawierzanie przy niskich obrotach zwiększa występowanie tego zjawiska.
- Unikać jakiegokolwiek poruszenia skóry głowy, co może spowodować przemieszczenie tkanki z zębów implantu.
- Słaba obracać lub przesuwać pacjenta należy podnieść głowę.

OSTRZEŻENIA

- Wierćto jest dostarczane w zestawie narzędzi Coapt Systems do stosowania u pacjentów dorosłych o standardowych wymiarach do wytworzenia otworu w czasie powyżej (przybliżowo) do linii łączenia skłoniowego i k przodu od swu wewnętrznego. Chirurg powinien jednak zauważyć jakikolwiek penetrację poza wewnętrzny powierzchnię kości czaszki i, w takim przypadku, przeprowadzić kontrolę po zabiegu i skontrolować pacjenta w możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia, jeśli temperatura przechowywania przekracza 43 °C (110 °F) lub jeśli wskazki temperatury zmieni zabawienie na czarne.
- Nie przecinać ani nie zmieniać konfiguracji urządzenia ULTRATINE do plastikj czola.
- Wyrażać niezuwawie implanty, jeśli oprowanie jest otwarte.
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. **NIE WOLNO GO UŻYWAĆ PONOWNIE.**
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie do wprowadzania i wiertła pod kątem emacji, rdznięcia lub uszkodzenia po każdej sterylizacji i przed użyciem. Nie podejmować prób naprawy ani ostrozenia narzędzi.
- Niepełne wprowadzenie urządzenia do kości czaszki może spowodować niedostateczne zakotwiczenie.
- Należy rozuczyć pacjentów, aby w okresie gonyki unikali sportów kontaktowych lub użyciu głowy.
- Słaba praca urządzenie ULTRATINE do plastikj czola może wykazywać nieprzewidywalną reakcją, zwłaszcza w obszarach niepokrytych włosami.

DZIAŁANIA NIEPODZĄDANE

Należy zgłaszać reakcje nadwrażliwości na materiał kostny ucutelone wykorzystuje w urządzeniach i pacjentów po zabiegu. Wzrostanie obcych materiałów w tkankach może powodować reakcje histologiczne. W rzadkich przypadkach zastosowanie urządzenia może prowadzić do powstania zaimanki lub do otępienia urządzenia. Nie należy poddawać się otępieniu lub powstawie zaimanki, zakaż się natychmiastowe wdrożenie leczenia.

Przeostroga: Przepisy federalne (Stanów Zjednoczonych) ograniczają sprzedaż, dystrybucję i używanie tego urządzenia do lekarzy lub na polecenie lekarzy.

OSTRZEŻENIA

- Wierćto jest dostarczane w zestawie narzędzi Coapt Systems do stosowania u pacjentów dorosłych o standardowych wymiarach do wytworzenia otworu w czasie powyżej (przybliżowo) do linii łączenia skłoniowego i k przodu od swu wewnętrznego. Chirurg powinien jednak zauważyć jakikolwiek penetrację poza wewnętrzny powierzchnię kości czaszki i, w takim przypadku, przeprowadzić kontrolę po zabiegu i skontrolować pacjenta w możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia, jeśli temperatura przechowywania przekracza 43 °C (110 °F) lub jeśli wskazki temperatury zmieni zabawienie na czarne.
- Nie przecinać ani nie zmieniać konfiguracji urządzenia ULTRATINE do plastikj czola.
- Wyrażać niezuwawie implanty, jeśli oprowanie jest otwarte.
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. **NIE WOLNO GO UŻYWAĆ PONOWNIE.**
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie do wprowadzania i wiertła pod kątem emacji, rdznięcia lub uszkodzenia po każdej sterylizacji i przed użyciem. Nie podejmować prób naprawy ani ostrozenia narzędzi.
- Niepełne wprowadzenie urządzenia do kości czaszki może spowodować niedostateczne zakotwiczenie.
- Należy rozuczyć pacjentów, aby w okresie gonyki unikali sportów kontaktowych lub użyciu głowy.
- Słaba praca urządzenie ULTRATINE do plastikj czola może wykazywać nieprzewidywalną reakcją, zwłaszcza w obszarach niepokrytych włosami.

DZIAŁANIA NIEPODZĄDANE

Należy zgłaszać reakcje nadwrażliwości na materiał kostny ucutelone wykorzystuje w urządzeniach i pacjentów po zabiegu. Wzrostanie obcych materiałów w tkankach może powodować reakcje histologiczne. W rzadkich przypadkach zastosowanie urządzenia może prowadzić do powstania zaimanki lub do otępienia urządzenia. Nie należy poddawać się otępieniu lub powstawie zaimanki, zakaż się natychmiastowe wdrożenie leczenia.

Przeostroga: Przepisy federalne (Stanów Zjednoczonych) ograniczają sprzedaż, dystrybucję i używanie tego urządzenia do lekarzy lub na polecenie lekarzy.

OSTRZEŻENIA

- Wierćto jest dostarczane w zestawie narzędzi Coapt Systems do stosowania u pacjentów dorosłych o standardowych wymiarach do wytworzenia otworu w czasie powyżej (przybliżowo) do linii łączenia skłoniowego i k przodu od swu wewnętrznego. Chirurg powinien jednak zauważyć jakikolwiek penetrację poza wewnętrzny powierzchnię kości czaszki i, w takim przypadku, przeprowadzić kontrolę po zabiegu i skontrolować pacjenta w możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia, jeśli temperatura przechowywania przekracza 43 °C (110 °F) lub jeśli wskazki temperatury zmieni zabawienie na czarne.
- Nie przecinać ani nie zmieniać konfiguracji urządzenia ULTRATINE do plastikj czola.
- Wyrażać niezuwawie implanty, jeśli oprowanie jest otwarte.
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. **NIE WOLNO GO UŻYWAĆ PONOWNIE.**
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie do wprowadzania i wiertła pod kątem emacji, rdznięcia lub uszkodzenia po każdej sterylizacji i przed użyciem. Nie podejmować prób naprawy ani ostrozenia narzędzi.
- Niepełne wprowadzenie urządzenia do kości czaszki może spowodować niedostateczne zakotwiczenie.
- Należy rozuczyć pacjentów, aby w okresie gonyki unikali sportów kontaktowych lub użyciu głowy.
- Słaba praca urządzenie ULTRATINE do plastikj czola może wykazywać nieprzewidywalną reakcją, zwłaszcza w obszarach niepokrytych włosami.

DZIAŁANIA NIEPODZĄDANE

Należy zgłaszać reakcje nadwrażliwości na materiał kostny ucutelone wykorzystuje w urządzeniach i pacjentów po zabiegu. Wzrostanie obcych materiałów w tkankach może powodować reakcje histologiczne. W rzadkich przypadkach zastosowanie urządzenia może prowadzić do powstania zaimanki lub do otępienia urządzenia. Nie należy poddawać się otępieniu lub powstawie zaimanki, zakaż się natychmiastowe wdrożenie leczenia.

Przeostroga: Przepisy federalne (Stanów Zjednoczonych) ograniczają sprzedaż, dystrybucję i używanie tego urządzenia do lekarzy lub na polecenie lekarzy.

OSTRZEŻENIA

- Wierćto jest dostarczane w zestawie narzędzi Coapt Systems do stosowania u pacjentów dorosłych o standardowych wymiarach do wytworzenia otworu w czasie powyżej (przybliżowo) do linii łączenia skłoniowego i k przodu od swu wewnętrznego. Chirurg powinien jednak zauważyć jakikolwiek penetrację poza wewnętrzny powierzchnię kości czaszki i, w takim przypadku, przeprowadzić kontrolę po zabiegu i skontrolować pacjenta w możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia, jeśli temperatura przechowywania przekracza 43 °C (110 °F) lub jeśli wskazki temperatury zmieni zabawienie na czarne.
- Nie przecinać ani nie zmieniać konfiguracji urządzenia ULTRATINE do plastikj czola.
- Wyrażać niezuwawie implanty, jeśli oprowanie jest otwarte.
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. **NIE WOLNO GO UŻYWAĆ PONOWNIE.**
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie do wprowadzania i wiertła pod kątem emacji, rdznięcia lub uszkodzenia po każdej sterylizacji i przed użyciem. Nie podejmować prób naprawy ani ostrozenia narzędzi.
- Niepełne wprowadzenie urządzenia do kości czaszki może spowodować niedostateczne zakotwiczenie.
- Należy rozuczyć pacjentów, aby w okresie gonyki unikali sportów kontaktowych lub użyciu głowy.
- Słaba praca urządzenie ULTRATINE do plastikj czola może wykazywać nieprzewidywalną reakcją, zwłaszcza w obszarach niepokrytych włosami.

DZIAŁANIA NIEPODZĄDANE

Należy zgłaszać reakcje nadwrażliwości na materiał kostny ucutelone wykorzystuje w urządzeniach i pacjentów po zabiegu. Wzrostanie obcych materiałów w tkankach może powodować reakcje histologiczne. W rzadkich przypadkach zastosowanie urządzenia może prowadzić do powstania zaimanki lub do otępienia urządzenia. Nie należy poddawać się otępieniu lub powstawie zaimanki, zakaż się natychmiastowe wdrożenie leczenia.

Przeostroga: Przepisy federalne (Stanów Zjednoczonych) ograniczają sprzedaż, dystrybucję i używanie tego urządzenia do lekarzy lub na polecenie lekarzy.

OSTRZEŻENIA

- Wierćto jest dostarczane w zestawie narzędzi Coapt Systems do stosowania u pacjentów dorosłych o standardowych wymiarach do wytworzenia otworu w czasie powyżej (przybliżowo) do linii łączenia skłoniowego i k przodu od swu wewnętrznego. Chirurg powinien jednak zauważyć jakikolwiek penetrację poza wewnętrzny powierzchnię kości czaszki i, w takim przypadku, przeprowadzić kontrolę po zabiegu i skontrolować pacjenta w możliwych skutkach ubocznych, w tym możliwości wytworzenia urządzenia przed jego wchłonięciem, dyskomfortu i zagnoskich związanych z zabiegiem operacyjnym. Obserwowano tkliwość i widoczna puchota okolicy znajdujące się ponad urządzeniem przez kilka miesięcy, zwłaszcza z pacjentów z cienką skórą głowy. Te objawy i/lub problemy z raną mogą prowadzić do podjęcia decyzji o usunięciu urządzenia, jeśli temperatura przechowywania przekracza 43 °C (110 °F) lub jeśli wskazki temperatury zmieni zabawienie na czarne.
- Nie przecinać ani nie zmieniać konfiguracji urządzenia ULTRATINE do plastikj czola.
- Wyrażać niezuwawie implanty, jeśli oprowanie jest otwarte.
- Skontrolować niezwłocznie narzędzie